

Aparaty Vicata

Producent: TESTING



Aparat Vicata jest przeznaczony do określania początku i końca czasu wiązania cementów, zapraw, pasty i gipsu wg norm: DIN 1164, EN 196, BS 4550, ASTM C 187 - 191, DIN 1168.

Numer katalogowy	Obsługa	Zgodność z normą	Inne
1.0301	Ręczny	DIN 1164	W komplecie z igłą, bolcem, pierścieniem, szklaną płytką oraz termometrem.
1.0302	Ręczny	EN 196-3	W komplecie z igłą, bolcem, pierścieniem \varnothing 70/80x40 mm, szklaną płytką oraz termometrem
1.0303	Ręczny	ASTM C 187-191	W komplecie z igłą o średnicy 1,0mm , bolcem, pierścieniem \varnothing 60/70 mm , szklaną płytką oraz termometrem.
1.0304	Ręczny	BS 4550	W komplecie z igłą, bolcem, pierścieniem, szklaną płytką oraz termometrem
1.0305	Ręczny	DIN 1168	Aparat Vicata do gipsu w komplecie z igłą, bolcem, pierścieniem, szklaną płytką oraz termometrem
1.0306	Automatyczny	DIN 1164, EN 196, ASTM C 187	W komplecie z igłą, bolcem, pierścieniem, szklaną płytką oraz termometrem