

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Super

Producent: Bandelin Electronic



- Mycie naczyń laboratoryjnych takich jak biurety, pipety, szalki periego i kolby miarowe, sita, narzędzia medyczne itp.
- Dezynfekcja i mycie w tym samym czasie
- Odgazowanie próbek w celu sprawdzenia zawartości różnych substancji np. alkoholu, pH, pierwiastków
- Tworzenie emulsji
- Wersja z literą „H”- wersja z grzaniem
- Możliwość ustawienia czasu: 1 – 15 minut lub praca ciągła
- Możliwość ustawienia grzania w zakresie 30 - 80°C (dokładność $\pm 5K$) (RK31H- stała temp.65°C)
- Częstotliwość ultradźwięków: 35 kHz
- Funkcja „Sweep”

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.) mm	Pojemność (l)	Typ	Kod Nr	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) mm	Zawór kulo-wy (cale)	Ultradźwiękowa szczytowa moc wyjściowa (W)	HF- moc wyjściowa (W eff)	Moc el. grzejnego (W)	Zużycie prądu (A)	Waga (kg)	
190 x 85 x 60	0,9	RK 31	329	205 x 100 x 170	-	240	30	-	0,2	1,8	
		RK 31 H	044			240	30			0,5	1,9
150 x 140 x 100	1,8	RK 52	311	175 x 165 x 225	-	240	60	-	0,3	2,6	
		RK 52 H	164			240	60			0,9	2,9
240 x 140 x 100	3,0	RK 100	301	260 x 160 x 250	-	320	80	-	0,4	3,4	
		RK 100 H	312			320	80			1,0	3,6
		RK 100 SH	192			320	120			1,0	4,0
		RK 102 H	303			480	140			1,2	4,3
240 x 140 x 150	4,0	RK 103 H	326	260 x 160 x 310	¼	560	140	200	1,5	4,3	
Ø 240 x 130	5,6	RK 106	306	Ø 265 x 270	¼	480	120	-	0,6	5,5	
500 x 140 x 100	6,0	RK 156	305	530 x 165 x 245	¼	640	160	-	0,7	6,1	
500 x 140 x 150	9,0	RK 156 BH	646	530 x 165 x 300	¼	860	215	600	3,6	7,3	
300 x 150 x 150	5,5	RK 255	3066	325 x 175 x 305	¼	640	160	-	0,7	5,2	
		RK 255 H	316			640	160			2,0	5,3
300 x 240 x 150	9,7	RK 510	327	325 x 265 x 305	½	640	160	-	0,7	7,0	
		RK 510 H	321			640	160			400	2,5
300 x 240 x 200	13,0	RK 512 H	795	325 x 265 x 350	½	860	215	400	2,7	8,0	
325 x 300 x 150	13,5	RK 514	277	355 x 325 x 305	½	860	215	-	1,0	8,2	
		RK 514 H	207			860	215			600	3,6
325 x 300 x 200	18,7	RK 514 BH	263	355 x 325 x 385	½	860	215	600	3,6	9,8	
500 x 300 x 200	28,0	RK 1028	322	535 x 325 x 400	½	1200	300	-	1,4	14,3	
		RK 1028 H	324			1200	300			1300	7,0
500 x 300 x 300	45,0	RK 1028 C	661	540 x 340 x 500	½	2000	300	-	2,2	24,6	
Ø 500 x 195	39,5	RK 1040	319	Ø 540 x 500	½	1200	600	-	1,4	20,5	
600 x 500 x 200	58,0	RK 1050	323	655 x 535 x 425	½	2400	600	-	2,7	31,0	