

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Digitec

Producent: Bandelin Electronic



Mycie naczyń laboratoryjnych takich jak biurety, pipety, szalki petriego i kolby miarowe.

Odgazowanie próbek spożywczych w celu sprawdzenia zawartości różnych substancji np. alkoholu, pH, pierwiastków.

- Wersja z „H”- wersja z grzaniem
- Możliwość ustawienia czasu: **1 – 30 minut** lub **praca ciągła**
- Automatyczne wyłączenie: po 12 godzinach
- Wersje z grzaniem z literą „H”
- Możliwość ustawienia grzania w zakresie **20 - 80°C**

(dokładność $\pm 3,5K$)

- Częstotliwość ultradźwięków: **35 kHz**
- Funkcja „Sweep” oraz „Degas”

| Wymiary wewnętrzne (dł x szer x gł) mm | Pojemność l | Typ | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x gł) mm | Zawór spustowy cale | Moc szczytowa ultradźwięków W | Moc wyjściowa HF W _{eff} | Moc grzewcza W | Zużycie prądu A | Waga kg |
|--|-------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 190 x 85 x 60 | 0,9 | DT31 DT31H | 205 x 100 x 170 | - | 240 240 | 30 30 | - 70 | 0,2 0,5 | 1,8 1,9 |
| 150 x 140 x 100 | 1,8 | DT52 DT52H | 175 x 165 x 230 | - | 240 240 | 60 60 | - 140 | 0,3 0,9 | 2,6 2,9 |
| 240 x 140 x 100 | 3,0 | DT100 DT100H DT102H | 260 x 160 x 250 | - - G ¼ | 320 320 480 | 80 80 120 | - 140 140 | 0,4 1,0 1,2 | 3,4 3,6 4,3 |
| 240 x 140 x 150 | 4,0 | DT103H | 260 x 160 x 310 | G ¼ | 560 | 140 | 200 | 1,5 | 4,6 |
| Ø240 x 130 | 5,6 | DT106 | Ø265 x 270 | G ¼ | 480 | 120 | - | 0,6 | 5,5 |
| 500 x 140 x 100 | 6,0 | DT156 | 530 x 165 x 245 | G ¼ | 640 | 160 | - | 0,7 | 6,1 |
| 500 x 140 x 150 | 9,0 | DT156BH | 530 x 165 x 200 | G ¼ | 860 | 215 | 600 | 3,6 | 7,3 |
| 300 x 150 x 150 | 5,5 | DT255 DT255H | 325 x 175 x 295 | G ¼ G ¼ | 640 640 | 160 160 | - 280 | 0,7 2,0 | 5,2 6,3 |
| 300 x 240 x 150 | 9,7 | DT510 DT510H | 325 x 265 x 305 | G ½ G ½ | 640 640 | 160 160 | - 400 | 0,7 2,5 | 7,0 7,6 |
| 300 x 240 x 200 | 13,0 | DT512H | 325 x 265 x 350 | G ½ | 860 | 215 | 400 | 2,7 | 8,0 |
| 325 x 300 x 150 | 13,5 | DT514 DT514H | 355 x 325 x 305 | G ½ G ½ | 860 860 | 215 215 | - 600 | 1,0 3,6 | 8,2 8,8 |
| 325 x 300 x 200 | 18,7 | DT514 BH | 355 x 325 x 385 | G ½ | 860 | 215 | 600 | 3,6 | 9,8 |
| 500 x 300 x 200 | 28,0 | DT1028 DT1028H | 535 x 325 x 385 | G ½ G ½ | 1200 1200 | 300 300 | - 1300 | 1,4 7,0 | 14,3 14,7 |
| 500 x 300 x 300 | 45,0 | DT1028CH | 540 x 340 x 500 | G ½ | 1200 | 300 | 1450 | 7,7 | 23,7 |
| 600 x 500 x 200 | 58,0 | DT1050 | 655 x 535 x 425 | G ½ | 2400 | 600 | - | 2,7 | 31,0 |
| 600 x 500 x 300 | 90,0 | DT1050CH | 640 x 540 x 530 | G ½ | 2400 | 600 | 1950 | 11,1 | 37,0 |