

## Łaźnia wodna z wytrząsaniem

Producent: GFL Gesellschaft für Labortechnik



- pojemność użytkowa wszystkich modeli ok. 20 l
- regulacja prędkości wytrząsania
- temperatura nastawna
- wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej
- szeroka oferta doposażenia

### Parametry techniczne:

model	Regulacja temperatury 0C	ruch	Amplituda wytrząsania mm	Prędkość rpm	Wymiary zewnętrzne SxGxW mm	Dodatkowe informacje
1083	50 powyżej temperatury otoczenia do 99,9	posuwisto-zwrotny	22	10-250	715x520x330	Cyfrowy wyświetlacz temperatury i analogowy regulator prędkości
1092	50 powyżej temperatury otoczenia do 80,0	orbitalny	14	10-250	635x505x400	Cyfrowy wyświetlacz temperatury i prędkości
1086	50 powyżej temperatury otoczenia do 99,9 + wbudowane chłodzenie woda a więc możliwość osiągnięcia 30 powyżej temperatury wody do 99,9	posuwisto-zwrotny	22	10-250	715x520x330	Cyfrowy wyświetlacz temperatury i prędkości

### Wyposażenie opcjonalne:

- różnego rodzaju stoły do wytrząsarki
- uchwyty na kolby
- uchwyty na statywy