



Stomachery

Producent: INTERSCIENCE

BagMixer® są wysokowydajnymi homogenizatorami do przygotowywania próbek stałych. Stosowane z sterylnymi workami, gwarantują optymalną ekstrakcję bakterii w mniej niż 60 sekund i eliminują ryzyko kontaminacji krzyżowej.

- Homogenizacja każdego rodzaju próbek do 400 g
- Badania kliniczne, farmaceutyczne, mikrobiologiczne
- Weterynaryjne (biopsie, próbki tkanek organów...)
- Ekstrakcja molekularna (białka, tłuszcze, DNA...)
- Badania toksyn (HPLC, GCMS...)



MiniMix® 100 P CC®

- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Zmienna prędkość (3, 6, 9, 12 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub ∞)
- Zmienna siła, regulowane łopatki (opatentowane)
- Zamykanie Q-Tight®
- Click & Clean® odłączane łopatki (opatentowane)
- Równoległe zatrzymanie łopatek



MiniMix® 100 W CC®

- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Zmienna prędkość (3, 6, 9, 12 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub ∞)
- Zmienna siła, regulowane łopatki (opatentowane)
- Zamykanie Q-Tight®
- Click & Clean® odłączane łopatki (opatentowane)
- Równoległe zatrzymanie
- Przeszkłone drzwi
- Taca zabezpieczająca przed wyciekami

Idealne do stosowania z workami sterylnymi

Specyfikacja techniczna

MiniMix® 100	P CC®	W CC®
Objętość użytkowa	5 - 80 mL	5 - 80 mL
Zasilanie	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz
Wymiary (s x d x w)	21 x 37 x 20 cm	21 x 37 x 20 cm
Waga	13 kg	13 kg
Nr katalogowy	011 230	013 230



BagPage®
80 mL



BagPage®
100 mL



BagLight®
100 mL

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl



BagMixer® 400 P

- Stała prędkość (8 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (30 - 210 sek. lub ∞)
- Dostępny także w wersji CoolMix®



BagMixer® 400 W

- Stała prędkość (8 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (30 - 210 sek. lub ∞)
- Przeszkłone drzwi
- Taca zabezpieczająca przed wyciekami



BagMixer® 400 VW

- Przeszkłone drzwi
- Taca zabezpieczająca przed wyciekami
- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Zmienna prędkość (4, 6, 8, 10 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub ∞/odliczanie)
- Zmienna siła, regulowane łopatki (opatentowane)
- Zamykanie Q-Tight®
- Równoległe zatrzymywanie łopatek
- Cichy, bezszczotkowy silnik

Specyfikacja techniczna

BagMixer® 400	P	W	VW	CC®
Objętość użytkowa	50 - 400 mL	50 - 400 mL	50 - 400 mL	50 - 400 mL
Zasilanie	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz	100-240V~ 50-60Hz	100-240V~ 50-60Hz
Wymiary (s x d x w)	26 x 39 x 29 cm	26 x 39 x 29 cm	26.5 x 42 x 26 cm	26.5 x 42 x 26 cm
Waga	16.5 kg	16.5 kg	16.5 kg	16 kg
Nr katalogowy	021 230	022 230	023 230	024 230

Idealne do stosowania z workami sterylnymi



BagFilter®
400 mL

BagPage®
400 mL

BagLight®
400 mL



JumboMix® 3500 VP

- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Zmienna prędkość (1.5, 3, 4.5, 6 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub ∞)
- Zmienna siła, regulowane łopatki (opatentowane) z oznaczeniem na wyświetlaczu
- Zamykanie Q-Tight®
- Równoległe zatrzymywanie łopatek



JumboMix® 3500 VW

- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Zmienna prędkość (1.5, 3, 4.5, 6 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub ∞)
- Zmienna siła, regulowane łopatki (opatentowane) z oznaczeniem na wyświetlaczu
- Zamykanie Q-Tight®
- Równoległe zatrzymywanie łopatek
- Przeszkłone drzwi
- Taca zabezpieczająca przed wyciekami



JumboMix® 3500 WarmMix®

- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Zmienna prędkość (1.5, 3, 4.5, 6 uderzeń/sek.)
- Zmienny czas (1 sek. - 1 h lub ∞)
- Zmienna siła, regulowane łopatki (opatentowane) z oznaczeniem na wyświetlaczu
- Zamykanie Q-Tight®
- Taca zabezpieczająca przed wyciekami
- Równoległe zatrzymywanie łopatek
- Podgrzewane drzwi (20°C do 50°C)

Idealne do stosowanie z workami sterylnymi



BagFilter®
3500 mL

BagPage®
3500 mL

BagLight®
3500 mL

Specyfikacja techniczna

JumboMix® 3500	VP	VW	WarmMix®
Objętość użytkowa	200 - 3500 mL	200 - 3500 mL	200 - 3500 mL
Zasilanie	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz
Wymiary (s x d x w)	52 x 47 x 47 cm	52 x 47 x 47 cm	63 x 50 x 47 cm
Waga	58 kg	58 kg	60 kg
Nr katalogowy	031 230	032 230	033 230

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl