

Autoklawy pionowe seria HV

Producent: HMC



- Pokrywa zamykana elektromechanicznie
- Wyświetlacz LED przedstawiający fazę sterylizacji, temperaturę w komorze i w cieczy
- Szeroki wybór programów standardowych do sterylizacji: cieczy, ciał stałych, odpadów
- Specjalny program do przygotowywania i termostatowania pożywek
- Specjalny program nocny sterowany czasowo zapobiega nagrzewaniu się pomieszczenia
- Pojemnik na kondensat ze wskaźnikiem poziomu cieczy redukuje nieprzyjemne zapachy

Parametry techniczne:

Model	HV-25	HV-50	HV-85	HV-110
Pojemność komory [L]	25	50	85	110
Wymiary komory (fi x wys.) [mm]	240x550	300x710	420x615	420x795
Wymiary zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm]	480x460x950	540x530x1040	660x650x1000	660x650x1180
Temperatura robocza [°C]	105-126	105-135	105-128	105-123
Temperatura termostatowania [°C]	45-60			
Max. ciśnienie [bar]	1,4	2,2	1,6	1,2
Program specjalny [°C]	60-100			
Timer	od 1min. do 7 dni			
Czas sterylizacji	1 do 250 minut			
Zasilanie	AC 230 V/ 240V			
Waga [kg]	41	57	71	81
Materiał komory	SUS304 (stal nierdzewna)			
Zabezpieczenia	Bezpieczeństwo: elektromechaniczny układ uszczelniający, zawór bezpieczeństwa, wyłącznik dla niskiego poziomu wody, układ zabezpieczający przed nadciśnieniem, układ zabezpieczający przed przegrzaniem z odcięciem zasilania, alarmy dźwiękowe i świetlne			