

## Autoklawy poziome seria HMT

Producent: HMC



- Sterowanie mikroprocesorowe
- Wyświetlacz LED przedstawiający fazę sterylizacji , temperaturę w komorze
- Model HMT 232X posiada nastawiony fabrycznie czas procesu sterylizacji, do wyboru przez użytkownika. Natomiast model HMT 232 FA oraz HMT 260 FA wyróżnia sterowanie mikroprocesorowe, 9 programów sterylizacji oraz automatyczny pobór wody ze zbiornika

### Parametry techniczne:

Model	HMT 232X	HMT 230FA	HMT 260FA
Pojemność komory [L]	16	16	24
Wymiary komory (fi x wys.) [mm]	230x410	230x410	260x450
Wymiary zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm]	501x406x537	522x410x594	533x442x655
Temperatura robocza [°C]	121-134	121-135	121-135
Timer	4,15,30	Mikroprocesorowy kontroler, 9 programów wstępnych, automatyczny pobór wody	
Moc [kW]	1,4	1,4	1,7
Waga [kg]	31	48	53
Zasilanie	AC 230 V/ 240V		
Certyfikaty	CE		