



Inkubatory z wytrząsaniem

Producent: Lauda

- inkubatory do wymagających zastosowań
- przedział wytrząsania obudowany pokrywą ze szkła akrylowego w całości widoczny dla użytkownika
- szeroki zakres termostatowania od +8 powyżej otoczenia do +70°C
- doskonała stabilność temperatura +/-0,2°C dzięki cyrkulacji powietrza wymuszonej przez wentylator
- elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem lub zbyt dużym spadkiem temperatury termostatowanych substancji
- mikroprocesorowe sterowanie czasu temperatury i szybkości wytrząsania, wyświetlacze LED

Nazwa	Typ ruchu	Zakres temperatury	Maksymalny załadunek	Amplituda	Objętość użytkowa
VS 150 OI	orbitalny	Od 8°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C	20 kg	25 mm	150 L
VS 45 OI	orbitalny	Od 8°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C	12 kg	25 mm	45L
VS 60 OI	orbitalny	Od 8°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C	12 kg	30 mm	68L

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl