

Aparat Dynamicznego Ścinania DSS-1

Producent: Wille-Geotechnik



Aparat do dynamicznego i statycznego badania ścinania prób nasyconych i nienasyconych zgodnie z ASTM D6528.

- › Dwa wysokiej jakości napędy do badań statycznych, cyklicznych i dynamicznych do 10 kN
- › Możliwość testów dla suchej lub nieodsączonej próbki
- › Dwustronne poziome i pionowe łożyska kulowe
- › Stałe warunki objętości (k_0 -warunki)
- › Zamknięta pętla kontroli naprężenia, obciążenia i przemieszczenie na ścinanie statyczne i cykliczne
- › Przetworniki przemieszczeń wysokiej dokładności
- › Próbka jest umieszczona w gumowej membranie i zamontowana w pierścieniu ścinającym

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl