

Autoklawy pionowe seria HG



- sterowanie mikroprocesorowe, pełen automat, otwieranie i zamykanie pokrywy automatyczne
- 12 programów
- chłodzenie powietrzem
- specjalny program nocny sterowany czasowo zapobiega nagrzewaniu się pomieszczenia
- specjalny program do produkcji agaru
- małe zużycie wody zasilającej
- elektroniczny przełącznik ciśnienia, regulacja ciśnienia i temperatury
- duży, podświetlony wyświetlacz z graficznym przedstawieniem etapów procesu
- możliwość sterowania chłodzeniem za pomocą powietrza
- pojemnik na kondensat ze wskaźnikiem poziomu cieczy redukuje nieprzyjemne zapachy
- zawór spustowy ułatwia czyszczenie komory sterylizacji
- płyta denna do stawiania koszy z siatki i koszy pełnych
- autoklaw wyposażony w kółka

Model		HG-50	HG-80
poj. komory	Litry	50,2	76
wym. komory (fixw)	Mm	364x482	364x730
wym. zew. (sxgxw)	Mm	455x691x890	455x691x1030
Temp. robocza	°C	60-135	
Temp. termostatowania	C	45-60	
Dopuszczalna temperatura	C	135	
Max. ciśnienie	bar	2,5	
Timer		Od 1min. do 7 dni	
Czas sterylizacji		Od 1 do 300 min	
Moc	kW	3,0	3,8
Zasilanie	V	AC 230 V / 240V	
Waga	kg	62	73
Certyfikaty		CE, TUV Bayern e.V.	
Materiał kotła		SUS304 (stal nierdzewna)	
Zabezpieczenia		Zamknięcie elektromechaniczne, zawór bezpieczeństwa, kontrola ciśnienia maksymalnego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, audiowizualne komunikaty diagnostyczne	
Nr katalogowy		21001	21002

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl