

## Halogenowe źródła światła zimnego MLC-150

Producent: Motic



Klasyczne halogenowe źródła światła zimnego o mocy 150W.

### Główne cechy:

- dokładne oświetlenie próbek
- wysoka wydajność świetlna
- szeroki wybór światłowodów
- zdalne sterowanie

### Dane techniczne:

Model	MLC-150
Źródło światła	lampa halogenowa
Moc	150W
Temp. barwowa - przy max natężeniu	3200K
Czas życia	200 – 2000 h
Natężenie światła	120 klx
Zdalne sterowanie	tak
Chłodzenie	wentylator
Zasilanie	230 VAC / 50 Hz
Zużycie energii	max 200 W
Wymiary	192 x 117 x 257 mm
Waga	3,0 kg
Opcje	filtr niebieski

### AKCESORIA

- światłowod jednopunktowy w osłonie PVC - długość 1,5m; promień zgięcia 18mm / SP990072
- światłowod pierścieniowy - długość 1m; średnica 61mm; promień zgięcia 225mm / SP990074
- światłowod jednoramienny typu "Gęsia szyja"- długość 0,5m; promień zgięcia 200mm / SP990075
- światłowod dwuramienny typu "Gęsia szyja"- długość 0,5m; promień zgięcia 200mm / SP990076