



Nazwa: Flame 110
Producent: WLD-TEC

- bezpieczeństwo w każdym trybie pracy
- płomień z każdego kąta - nawet do góry nogami
- praca z gazem naturalnym z butli lub naboju (z opcjonalnymi adapterami)
- łatwa do czyszczenia głowica palnika
- bardzo ekonomiczne zużycie gaz
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Flame 110	
Parametry	
Głowica palnika	wymienna
Timer	60 min
Wymiary podstawy	75 x 88 mm
Wysokość	135 mm
Waga	580 g
Maks. temperatura płomienia	Średnio 1200 °C
Wymiary płomienia	maks. 120 x 10 mm
Pedał do sterowania palnikiem	opcja

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33