

Pipety wielokanałowe o zmiennej pojemności Discovery Comfort

Producent: HTL



Pipety z serii DISCOVERY *Comfort* występują w dwóch wersjach:

- 8 kanałowej (DV8)
- 12 kanałowej (DV12)

Dane:

- Blokada nastawy pojemności
- Idealnie dopasowana do dłoni
- System miękkich sprężyn
- Rewolucyjny mechanizm „aktywnych trzonów” w module wielokanałowym
- Większe cyfry w liczniku nastawy
- Wyrzutnik 360°
- Autoklawowalna w całości
- Odporna na promieniowanie UV
- Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności

- Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności pipety wielokanałowej DISCOVERY *Comfort*

Parametry techniczne:

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (µl)	A (%)	P (%)	Typ końcówki
DV8-10 DV12-10	5121 5125	CZERWONY	Min 1 5 Max10	± 8.0 ± 4.0 ± 2.0	± 6.0 ± 2.0 ± 1.2	10 µl
DV8-50 DV12-50	5122 5126	ŻÓŁTY	Min 5 25 Max 50	± 4.0 ± 3.0 ± 1.6	± 2.5 ± 1.2 ± 0.6	200 µl
DV8-200 DV12-200	5123 5127	ŻÓŁTY	Min 20 100 Max 200	± 3.0 ± 1.5 ± 1.0	± 1.5 ± 0.8 ± 0.6	200 µl
DV8-300 DV12-300	5124 5128	ZIELONY	Min 50 150 Max 300	± 1.6 ± 1.2 ± 1.0	± 1.5 ± 1.0 ± 0.6	300 µl